



# MEDITECK

**RIPARAZIONE • ASSISTENZA • FORNITURA**



ENDOSCOPIA RIGIDA  
ENDOSCOPIA FLESSIBILE  
ECOGRAFIA • ANESTESIA  
ORTOPEDIA • CHIRURGIA  
ELETTROMEDICALI

**DISPONIBILITÀ  
APPARECCHIATURE  
RIGENERATE**



**FORNITURA  
APPARECCHIATURE RIGENERATE**

**ELETTROMEDICALI**



MONITOR  
MULTIPARAMETRICO



ECG DIGITALE



ASPIRATORE CHIRURGICO



POMPA INFUSIONE

**ECOGRAFIA**



ECOGRAFI PORTATILI



**• RIPARAZIONE**

**ORTOPEDIA**



MOTORIZZATI DI OGNI TIPO.  
SEGHE, TRAPANI, ALESATORI,  
DERMOTOMI, CRANIOTOMI.

**CHIRURGIA**



STRUMENTARIO CHIRURGICO



• ASSISTENZA • FORNITURA •

**ENDOSCOPIA  
RIGIDA**



ENDOSCOPI RIGIDI PER:

RINOSCOPIA, CISTOSCOPIA, ARTROSCOPIA,  
LAPAROSCOPIA, ESOFAGOSCOPIA,  
TORACOSCOPIA, BIOPSIA/CORPI ESTRANEI,  
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE ECC.



FONTI LUCE OLIMPUS, STORZ, WOLF ECC.



TELECAMERE MEDICALI E USB



CAVI LUCE A FIBRE OTTICHE, USB


**ENDOSCOPIA  
FLESSIBILE**



VIDEO-ENDOSCOPI



FIBROSCOPI



VIDEOSCOPI PORTATILI

• SERVIZIO DI RIPARAZIONE, REVISIONE, TARATURA E FORNITURA VAPORIZZATORI •

ANESTESIA



**CARRELLI  
D'ANESTESIA**



**VENTILATORI  
POLMONARI**



**ANESTESIA  
MURALE**



**ASPIRATORI**

CENTRO REVISIONE  
VAPORIZZATORI





Servizio di taratura, revisione e riparazione di evaporatori (vaporizzatori) per alogenati ad uso anestesia di svariati modelli e marche, con strumentazioni soggette a sistemi di taratura High Tech. La taratura viene effettuata in condizioni climatiche controllate con verifiche a bassi e alti flussi, temperature stabilizzate e prove di tenuta, pressione e controllo generale di tutti i componenti.

Rilascio di un rapporto (certificato) di taratura.

Mediteck S.r.l. fondata nel 1993 ha sviluppato una grande esperienza nella riparazione dello strumentario chirurgico, dei sistemi motorizzati per chirurgia e nell'endoscopia. Oggi Mediteck mette il suo know how a disposizione del settore della strumentazione veterinaria, offrendo prodotti certificati della massima qualità. Grazie a partnership di livello internazionale e a costanti investimenti in innovazione e nuove tecnologie, Mediteck è in grado di offrire in tempi rapidi la risposta alle esigenze tecnico-sanitarie del veterinario moderno, con una rosa di servizi sempre più ampia e prezzi competitivi.



**MEDITECK**



Mediteck S.r.l. - Corso Marconi 146, 17014 Cairo Montenotte (SV) Italy  
 Tel +39.019.50.795-1 - Fax +39.019.50.795-232  
 www.mediteck.it - vet@mediteck.it